

Uranotest Dermatofitos



Las dermatofitosis

- Afectan a tejidos queratinizados: piel, uñas y estrato córneo.
- Su diagnóstico es muy importante por su potencial zoonótico.
- La prevalencia ha aumentado mucho por importaciones de cachorros de dudoso estado sanitario, aumento de las adopciones y auge de los roedores como animales de compañía

Presentación:

Cajas de 4 tests

Uranotest Dermatofitos: un nuevo medio de cultivo más cómodo, rápido y fiable para el diagnóstico de Dermatofitosis

Siembra mucho más sencilla que en el sistema de tubo

Menos falsos positivos por crecimiento de flora saprofita

Placa de 5 cm de diámetro

Fácil recogida de las colonias para su resiembra y/o observación al microscopio

Las colonias crecen más separadas y son más fáciles de identificar

Rápido viraje de color (a partir de tan sólo 2 días)



Incluye medio de contraste para fácil identificación y diferenciación de las especies al observarlas al microscopio