

Uranotest copro es un dispositivo que simplifica el examen coprológico desde el proceso de recogida de muestra por parte del propietario hasta la realización del examen parasitológico en la clínica.

Uranotest[®] Copro Todo en un mismo dispositivo

- 1 Recogida
- 2 Dilución
- 3 Conservación
- 4 Filtrado
- 5 Concentración

Sin olores ni
manipulación
de heces



Frasco con conservante Greenfix[®], no tóxico y no agresivo con el medio ambiente, que asegura la conservación e integridad de la muestra durante 15 días.

El mismo frasco incorpora un filtro de 260 micras que deja pasar huevos, quistes y larvas y retiene las partículas gruesas, obteniéndose una muestra limpia apta para análisis microscópico.