

Uranotest Dermatofitos

Especificaciones:

Finalidad:	Detección de dermatofitosis causadas por Microsporum, Trichophyton y Epidermophyton
Muestra:	Pelo, descamaciones cutáneas
Tiempo de lectura:	A partir de 2 días a 28° C
Tiempo de realización:	1 minuto
Presentación:	Cajas de 4 placas
Precauciones:	Almacenar en lugar oscuro y fresco. No refrigerar



Características:

Sistema de placa de 5 cm de diámetro que permite una siembra mucho más fácil que con los sistemas de tubo tradicionales.

Rápido viraje del color y visualización de las colonias a partir de 2 días (a 28° C). Fácil recogida de muestra de las colonias con una tira adhesiva que permite la observación al microscopio e identificación de la especie de Dermatofito.

Incorpora medio de contraste para observación de las colonias al microscopio.