

# Uranotest Moquillo-Adenovirus

## Especificaciones:

Finalidad:	Detección simultánea y diferenciación de antígeno del virus del moquillo y del adenovirus canino
Muestra:	Secreción conjuntival y nasal
Sensibilidad:	Moquillo 98,8% versus PCR Adenovirus 94% versus PCR
Especificidad:	Moquillo 97,7% versus PCR Adenovirus 97% versus PCR
Tiempo de lectura:	5-10 minutos
Tiempo de realización:	1 minuto
Presentación:	Cajas de 5 tests

## Características:

Permite el diagnóstico diferencial de la forma respiratoria de Moquillo y Adenovirus.