

Uranotest Ehrlichia Anaplasma




Especificaciones:

Finalidad:	Detección de anticuerpos de <i>Ehrlichia canis</i> y <i>Anaplasma platys</i> .
Sensibilidad:	<i>E. canis</i> : 98 % vs IFI <i>Anaplasma platys</i> : 96 % vs IFI.
Especificidad:	<i>E. canis</i> : 100 % vs IFI <i>Anaplasma platys</i> : 99% vs IFI.
Tiempo de realización:	1 minuto.
Tiempo de lectura:	10 minutos.
Presentación:	Cajas de 5 tests y cajas de 10 tests.
Nº registro:	3474 RD

Características:

- Detección de anticuerpos de *Ehrlichia canis* y *Anaplasma* en sangre, suero o plasma con un volumen de muestra de tan solo 10 μ l
- Detecta *Ehrlichia* y *Anaplasma* de forma separada para un mejor diagnóstico, pronóstico y conocimiento epidemiológico.
- Conservación a temperatura ambiente: menos espacio en la nevera y ahorro de tiempo al no necesitar atemperamiento.
- Incluye tubos para recogida de muestra y capilar de precisión para dispensación de un volumen exacto de muestra.
- Técnica inmunocromatográfica de tan solo 2 pasos: sencillez, ahorro de tiempo y menos errores.



3 gotas de diluyente en cada pocillo

Lectura resultados a los 10 minutos

